

# Mini Clavier Lavable, Antibactérien

[KBA-CK82S-BNUN-US]

**\$159.95**

## Mini Clavier Médical Lavable & Antibactérien

### Protection Covid

[Mini Clavier Lavable, Antibactérien](#)**Utilisez le Code de Réduction: 7bb65b4b**

Alliez **hygiène, durabilité et confort d'utilisation** avec le mini clavier médical **KBA-CK82S-BNUN-US**, conçu pour répondre aux exigences strictes des **environnements de soins de santé**, des **laboratoires** et des **industries sensibles**. Ce clavier compact de 82 touches est entièrement **scellé en silicone** et certifié **IP68**, garantissant une protection maximale contre la poussière, les liquides et les contaminants.

Grâce à sa surface lavable et à sa **fonction de verrouillage pour nettoyage**, il peut être désinfecté facilement en quelques secondes, sans endommager les composants internes. Idéal pour les **espaces restreints**, il s'installe rapidement avec son **système de montage VESA** intégré. Robuste et fiable, il supporte jusqu'à **10 millions de frappes**, assurant une longévité exceptionnelle même dans les environnements intensifs.

### Caractéristiques principales :

- **Format compact de 82 touches** : optimisé pour les postes médicaux et les espaces réduits.
- **Enveloppe en silicone scellée (IP68)** : étanche à l'eau et à la poussière, pour une hygiène irréprochable.
- **Antibactérien & résistant aux nettoyeurs hospitaliers** : conforme aux normes médicales et facile à désinfecter.
- **Montage VESA intégré** : fixation sécurisée et flexible.
- **Durabilité extrême** : jusqu'à 10 millions de frappes pour une utilisation intensive.
- **Connexion USB plug-and-play** : installation rapide, sans pilote requis.

### Spécifications techniques :

- **Dimensions** : 290,40 x 137,60 x 21,82 mm (11,43 x 5,42 x 0,86 po)
- **Température de fonctionnement** : 0 °C à +70 °C
- **Certifications** : RoHS, CE, FCC
- **Poids** : léger et robuste, conçu pour une manipulation facile

### Fonction de nettoyage simplifiée :

Avec la combinaison **Fn + Shift**, activez le **mode Nettoyage** : les touches sont désactivées et le voyant « Nettoyer »



---

s'allume, vous permettant d'essuyer et désinfecter le clavier sans fausse manipulation. Un second appui réactive immédiatement le clavier.

---

**Tags SEO optimisés** : mini clavier médical, clavier compact lavable, clavier USB pour hôpitaux, clavier antibactérien, clavier médical compact, clavier étanche IP68, clavier de soins de santé, clavier ergonomique médical, clavier hospitalier, montage VESA, hygiène au travail, clavier résistant aux produits de nettoyage.